

ٲيراطب ءجرب Super P Li لصومل نوبركلل ءوسأ قووسم موٲثللل نوٲأ باطقل

CL24 :رصنعل مقرر



ءمءق

ءوسأ نم ءاقنل قئاف قووسملا اءه مءص
نزنخ ءمظنأل Super P Li لصومل نوبركل
للصوئل ززعٲ ثٲ؁ ءاءأل ءللل ءاطلل
ءمواقمل لللل؁ باطقلل نورتكللل
ٲفأقئاف ارارقتسا رفوٲو؁ ءلللل ءللل
نوٲأ ءاٲراطب ءاقٲبب ءب نءشل ءاروء
ءاٲملا ءبلطءملا موٲثللل

ءلزملا فرعا

قٲببءلا	فصولا	ءلسلئل ءئافل
موٲثللل نوٲأ ءاٲراطب ءاوءاك	ءابكركء ٲل LCO و LFP و NMC811 لءم ءطشن ءاوم عم طلؤٲ ءطبارلل PVDF ءءام عم بئج للابئج طاللملا	ءوئاكلا باطقتسا نم لللل ءرمءسم ءلصوم ءفوفصم لكشٲ ءلرسلل ءلرءلل ءانءا لءعملا ءرءق نءسءو
ءلفرءلل او نوكللللل ءاوءن	ٲمء ءءمءل ءصءء ءعسل ءللل ءبكرم ءاوءن ٲل ءلصٲ موٲثللل ءللمع ءانءا رلبل	نوكللللل ءامٲسء رءمءسم ٲلءبره سمالء للل طفاءل ءقوولا رورمب ءعسل ٲلشالء نم ففءل امم ءعسوئللم
لللل نم ءبلصل ءلءلل ءاٲراطب لللل	عم بئج للابئج ءبلصل ءبكرم ءوئاك ءافوفصم ٲل ءلؤٲ أو ءلسلألل أو ءلءلرءللل ءاوءن (ءبلصل ءلءلورءللل ررمٲلرل)	نوء ءبلصل ءاوءاوال رءمءسم ءامٲسءلل ٲل سمالءلل ءمواقم نم لللل ٲلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
نوٲأ موٲءوصل نوٲأ اءلل موٲسءوئل	بلصلل نوبركلل ءاوءنل ٲل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءامص لللل نم رءكألل مءءلل ءاوءنل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل	ءلءلل أو ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل
موٲثللل ءاٲراطب ءلءلل ءلءلل	زلنءنءل موٲثللل ءلءلل ءلءلل (Li-MnO2) ءلءلل ءلءلل	ءلءل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل
ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل (ESD) ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل ءلءلل

لءمءل	ءءوولا	ءافصولا رلءم	CL24 :رصنعل زمر) ءلءلءل ءلءلل
ءلءلل ءلءلل	مءل/مء	160 ± 20	160
ءلءلل (DBP) ءلءلل ءلءلل	مء / 5 ل	32 ± 2	31.5
(BET) ءلءلل ءلءلل	مءل/مء	62 ± 5	63
ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل	0.3 ءلءلل ءلءلل	0.10
(S) ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل	0.03 ءلءلل ءلءلل	0.009
ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل	0.15 ءلءلل ءلءلل	0.11
ءلءلل ءلءلل	ءلءلل ءلءلل	0.05 ءلءلل ءلءلل	0.01
(Fe) ءلءلل رءل	ءلءلل ءلءلل	10 ءلءلل ءلءلل	2.1
(Ni) ءلءلل رءل	ءلءلل ءلءلل	—	0.1

اسم المنتج	نوع المنتج	نطاق القياس	نوع المنتج (رمز المنتج: CL24)
pH مقياس	—	8.0 - 11.0	9.2