

دوناً داومل (Cmc) زوليلسلال ليثيم يسكوبرك قوحسم نويأ مويثي لل تاي راطب CL19: رصنعل مقرر



عمدقم

(CMC) زوليلسلال ليثيم يسكوبرك قوحسم دوناً طال م ريضحتل اصي صخ ممصم ءاقنل يلاع طبارلا اذه رفوي .نويأ مويثي لل تاي راطب في اقئاف امكحت ءاملال في نابوذلل لباقلا ارق تسم ءرود ءادأو ،ايوق اقاصتلاو ،ايوجلوي رل ريسو عم دقتمل ءيرب تخملا ايلخلل عي نصت ل ءق اطلال نيزخت ثا حبأ لمع .

ديزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسيئرلا ءئافل
تاي راطب تاي فارجل تادونا نويأ مويثي لل	تاي فارجل طالم SBR ملحتسم عم جوزمم تيبثتو فيثكت لمع يعي بطلاو يعانصل	ءنورمل ززعيو ،ءوم ءالط كمس نمضيو ،تاي فارجل بسرت عنمي ساجنل قئاق ريل عيكي ءاكيمل
نوكيليلسلال بكرم تادونا تاي فارجل	تادونا أا في ريبكلا يمجحل ددملت بعوتسي يلكيه طبار نوكم ءعسل يلاع نوكيليلسلال اهيلع نمي ييتل	تتفت نم للقيو تاي زجل نيب سمالتل كسامت يلع طفاح مويثي لل ءيلمع ءانثا ءطشنل ءدام
تيربك-مويثي لل تادوناك (Li-S)	تيل نوبركلاو تيربكلا بكرم تادوناك ءفاضم ءدامو ئام طبار تانورتلا ءدعتم لانتخاو ءدسك تالءافتل عخصت	تاعومجملا ربع نابوذلل لباقلا دي سل سيلوبل ءرحه ديقي ريبك لكشب ءرودلا ءءافك نسجي امم ،بيبطقلا ءيفي طول
موي دوصل تاي راطب تادونا نويأ	ببطقلا تاي كرت في مدختسي ءاملال في نابوذلل لباق طبار ماظن تاي فارجل ريغ نوبركلاو بلصل نوبركلاو بلالسل	ارق تسم اكسامتو ،ءفلكتل ثي ن ءلاع ءي ءام ءلاع رفوي ءنرم ءي نيب روط دود ليكشتو ،ببطقل
ءقئافل تافثكملا باطق	وذي ماسملا نوبركلاو طشنملا نوبركلا باطق طالم ايجولوي رل دمع ءيلاعلا ءي حطسل ءا سمل	ءيلباق نم دي زيو بويعل نم ءيلاع ءقيقر ءقبط بصب حسمي ءي ماسملا باطقلا لكاه ربع تيلورتلا ءل بطر
ءلاجل تاي راطب تاقبط ءبلصل	ءبكرملا بلصل تيلورتلا ءل تاقبط في ءيرم يلوب ءفاضم ءام تيلورتلا ءل و بلصل نيب ءنرملا تقؤملا نيزختل مءالفاو	ءن ءيكي ءاكيمل ءنورملاو يني يلبا يني ءال سمالتل ززعي ءبلصل ءلاجل ءيكي ماني ءل ءي ءاكي موري ءلا تاءا ءلا

ءساقملا ءميقل	هيسيئلا ءميقل	ءملعملا	فنصلل ءوك
صبيأ قوحسم	صبيأ قوحسم	رهطملا	CL19
99.7%	>99.5%	ءاقنل	CL19
ءناتلا ءكساب اءي م 7,458	ءناتلا ءكساب اءي م 7,000-10,000	(2% ئام ءولول) ءءوزلل	CL19
5.35%	<10.0%	(ءاملل ءوتحم) ءبوترلا	CL19
0.86	0.6-0.9	(D.S.) لءبستلا ءءرء	CL19
6.77	6.0-8.5	(ئام ءولول) يني ءورءي ءل سأل ءمي	CL19
(ءايءا) قفاوتم	نويلملا في ءنء <15	(صاصر) ءليقتلا ءل ءاملا	CL19
(ءايءا) قفاوتم	نويلملا في ءنء <40	(Fe) ديءل ءوتحم	CL19
(ءايءا) قفاوتم	نويلملا في ءنء <2	(As) ءنيئرلا ءوتحم	CL19
ءنم ققحتلا م	مويثي لل ءي راطب ءنء فثكم	يساسل في في طول رءل	CL19
سيك/مء 500	سيك/مء 500	هيسيئلا ءل ءبعتلا	CL19