

CL15: رصنع الجا مقر



ةمدقم

مويثي لللاب في غنغل دوڤاك لل اءام رفوٲ
250 نم رٲكأ ءة لل اءال ءعسلل اء زل غنغل نم لل او
رارقٲسا عم مارل لل ءل ءعاسلل فل رل بمأ لل لل
ءفاٲكو لل قأ مأ ءوم فل لل كاٲو قئا فل رارل
(pouch cells) ءبل قءلل الل ءل ءة ئاٲٲسا ءقاٲ
اٲل راطبل (coin cells) ءل عم لل الل ءو (cells)
لل لل لل لل لل نم نوأ مويٲل لل لل

ديزملا فرعا

[illegible]

صفات الخ / عمق الخ	تفاصيل الوعاء
CL15	حجم الخ
زيت من الماو وويثي للاباب ينغ بلص لولحم دوثاك قوحسم	دوام في نصت
مح 1000 / مح 500 / مح 100 / مح 20	قالب الخ / عمق الخ / قوالب الخ / قوالب الخ
رتم وركي م 4.90	D10 تامة الخ مح عيروت
رتم وركي م 9.40	D50 تامة الخ مح عيروت
رتم وركي م 16.8	D90 تامة الخ مح عيروت
م 0.70	(BET) عيرون الخ طس الس حاسم
م 2.00	رقن الخ
(ويوئ محرد 0.1C, 25 - تلوف 4.6 - تلوف 3.0 دنغ) مارج/ري بم لل م 200	عيرون الخ

[illegible]