

موي نومول أل قئاقور ملي فل يئابرهك الرصق رابتخا زاهج رابتخا تادعم - (Pouch Cell) ةبيقح ال ايالخل فلغم ال موي ثيلل تاي راطب

CD13 :رصنعل مقرر

ةمدقم



ايلخل ةقدل يلاع يئابرهك رصق رابتخا زاهج بويغ نع قوئومل فشك لل ممصم ،ةبيقح ال قئاقور ملي فل (Tabs) باطقال نيب لزعل ،تيلورتك لل إل نلح لب ق فلغم ال موي نومول أل تاي راطب ايلخل جاتن ةءافك نم ديزي ام ةدوخل طبضو تاي لمعل ةمالسو موي ثيلل عيغ.نصنل طوطخ ربع ةيجاتن إل يلاع

ديزل الفرع

قيبطت ال	فصولا	ةيسيئرل ةئافل
ايلخل يبيجرت طخ عيغ نصت ةبيقح ال	ف ةمدختستلم ةبيقح ال ايلخل ةئبعتل لب لزعل نم ققح ال ةبيطل ةزهال او رايط نوب تارئاطل ةكالهستال تايورتك لل إل	لمل جارم لل لوصولا نم ةبيغمل ةفاحل ايلخل انمي تايافنل نم للقي ام ،يغريفتالب متخلل وتيلورتك لل إل ةيئاي مي
تاي راطب ةدوخل نامض ةيئابرهك تاراسل ال	عسل ةيلع و باطقال ةدعتم ةبيقح ال ايلخل ةعرسل يلاع ةدوخل صحف تاراسل تاي راطب تادحوصل ةصمخ ال	رطاحم يلع ةاضلل فاولح م متخ فلتو ةقيقدل تاءوتنل ددحي ةيئابرهك تاراسل تاي راطب مزح ي يراجل بورهل
جدامو ريوطت و تحب ال ةيلوال ايلخل ال	ليكشت قامعو ،ةديجل باطقال امل تاي نقت نم ققيدل ققح ال فلغم ال فيلعتل مليف داومو ،ةبيقح ال	تاودا نيسحتل لزعلل راركتلل ةلباق ةيساسا تاناي رفي ةبيقح ال فيلعتل ريغامو ايلخل عيغمت
دقاعتلاب تاي راطب ال عيغمت ةدوخل نامضو	دقاعتلاب ةغنصم ال ةفاحل ةبيقح ال ايلخل رشابمو دراو عيرس صحف تيلورتك لل إل عيزوت لب ق	ةيلاع ةيجاتن ةردق عم ةدوخل ةابول ةمراص ريغام يلع طفاحي ةعاسل ي ةعطق 900 زواجت
ةلحال تاد تاي راطب ال رابتخا ةمدقت مال و ةبلصل ال	ايلخل و ةبلصل ةلحال تاد ايلخل جدامل يئابرهك لل لزعل رابتخا يلاع ةدوخل تاد ةبيقح ال	عم فيككتل لل ةلباق طاقن ثالث نم اقوئوم سمالت رابتخا رفي باطقال ةسدنو ةئشانل باطقال ةاي مي

ةملعمل	تافصاوم ال (CD13)
جتنم زارط مقرر	CD13
صحفل طاقن	(كيتسالبالو موي نومول أل مليف ،بالباسل بطقل ،بجومل بطقل) طاقن 3 نم فشك
ةيساسال ةفيطول	فيلعتل مليف و باطقال نيب ةئبعتل لب لزعل و يئابرهك الرصق رابتخا
عيغنصنل ةيجاتن	≥ 900 ةعطق
(عافترا × ضرع × لوط) قيبطتلل ةلباق جتنم داغبا	مم 150 × 80 × 12 يلى لصت
فيككتل ةلباق ةيلخلل داغبا يصىقا	مم 150 × 150
ليغشتل ةاو طغض	للكساب اجمي 0.8 - 0.4
لاخل ةقاط رصم	زتره 50 ،تلوف 220 روطل يداغ ددرتم رايت
يلخلدال مكحتل دهج	رمتسم رايت تلوف 24
تاسجمل نيوكت	لمالكالب ليذعتلل ةلباق تاسجمل ةفاسمو عوصوم
(عافترا × قمع × ضرع) ةيجراخل داغبال	مم 530 × 400 × 350
تادعملل يلاملج نزلو	مجم 30